



Dobowa zbiórka moczu (DZM) ze stabilizatorem 6 N HCl

Ważne zasady i bezpieczeństwo



Badanie dotyczy m.in.:

- **utrata:** Ca (wapnia), P (fosforu), Mg (magnezu)
- **poziom:** 17-ketosteroidów, 17-hydroksyketosteroidów, 5-HIAA, kwasu walinomigdałowego, katecholamin i ich metabolitów oraz metoksykatecholamin



Jak przygotować i prowadzić zbiórkę?



Dzień przed badaniem zgłoś się do laboratorium po pojemnik o objętości około 2–3 litrów przeznaczony na DZM. W pojemniku znajduje się **10 ml 6 N HCl**.



Zbiórkę **rozpocznij rano**, po odrzuceniu pierwszej porannej porcji moczu.



Każdą kolejną porcję oddawaj do pojemnika.



Gdy objętość przekroczy **1 litr** moczu, dolej kolejną porcję stabilizatora **6 N HCl**.



Jako ostatnią porcję dodaj pierwszy mocz poranny z dnia następnego.



Oczekiwane pH moczu: **około 2**.



Przez cały czas przechowuj zbierany mocz **w chłodnym miejscu**.



Po zakończeniu zbiórki cały pojemnik dostarcz do laboratorium **w jak najkrótszym czasie**.



Zbiórka przez
24 godziny



Przechowuj
w chłodnym
miejscu



Uwaga – bezpieczeństwo



Stabilizator 6 N HCl działa **drażniąco na skórę i oczy**.

Może również powodować podrażnienie dróg oddechowych.



Chroń skórę
i oczy



Unikaj wdychania
oparów



Pacjent powinien zostać poinformowany o sposobie użycia stabilizatora i jego szkodliwości.



Dbaj o bezpieczeństwo – stosuj się do zaleceń i w razie wątpliwości zapytaj w laboratorium.

